

VISION COVID-19 Ag-Schnelltest als Laintest erhältlich



Der Abstrich des Vision Laintests kann anterio-nasal („Nase vorn“) erfolgen, was gerade in der Laienanwendung als einfachste und sichere Methode zu bevorzugen ist. Der Tests weist eine Sensitivität von 97,57 % auf (vom Paul-Ehrlich-Institut bestätigt).

„Die Testergebnisse auf der Liste des BfArM beruhen auf Hersteller-Angaben und nicht auf unabhängig ermittelten Werten“

Angebot:

| Menge | 1er Packung | 5er Packung | 20er Packung |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Preis pro Test | Preis pro Test | Preis pro Test |
| 50.000 Stk. | 3,15 € | 3,05 € | 2,95 € |
| 100.000 Stk. | 3,05 € | 2,95 € | 2,85 € |
| 250.000 Stk. | 2,95 € | 2,85 € | 2,75 € |
| 500.000 Stk. | 2,90 € | 2,80 € | 2,70 € |
| 1.000.000 Stk. | 2,85 € | 2,75 € | 2,65 € |
| 5.000.000 Stk. | 2,80 € | 2,70 € | 2,60 € |

- 30% Anzahlung 70% bei Lieferung
- Bankbürgschaft über die Bestellmenge

Lieferzeit bei 250.000 Stk. 10-14 Tage